

Số: ~~1968~~/TB-BVTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~48~~ tháng ~~8~~... năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ tờ trình số 592/TTr-TBYT ngày 14/8/2026 về việc xin thực hiện mua sắm Holter huyết áp cho Khoa Nội tim mạch.

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá Gói thầu mua sắm Holter huyết áp cho Khoa Nội tim mạch

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất – Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Bùi Xuân Thắm, điện thoại: 0908039539, nhân viên Phòng TBYT.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TBYT, Bệnh viện Thống Nhất – Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh – ĐT: 028.38690277 số nội bộ 177.

- Nhận qua email: Chaogia@bvtvn.org.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày ~~19~~ tháng ~~8~~... năm 2026 đến trước 16h30 ngày ~~28~~ tháng ~~8~~... năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày ~~28~~ tháng ~~8~~... năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Ghi chú
01	Holter huyết áp	02	

2. Nhà thầu gửi báo giá kèm hồ sơ năng lực, hợp đồng tương tự nếu có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Quang Vinh

YÊU CẦU KỸ THUẬT HOLTER HUYẾT ÁP

STT	Tên thiết bị	SL	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật
1	Holter huyết áp	02	Cái	Máy Holter huyết áp Xuất xứ máy chính: các quốc gia nhóm G7 Cấu hình: - Đầu ghi Holter huyết áp: 01 cái - Túi đựng đầu ghi và Đai đeo máy: 01 cái - Ống và bao đo huyết áp người lớn: 01 cái - Bộ sạc pin, pin sạc: 01 Bộ - Cáp USB truyền dữ liệu: 01 cái Đặc tính kỹ thuật: - Theo dõi huyết áp liên tục lên đến ≥ 24 giờ hoặc 300 lần đo. - Đặt quãng thời gian đo Huyết áp từ 6p – 120p, có thể thiết lập 12 mốc thời gian đo khác nhau. - Xuất báo cáo dễ dàng sang EMR, PACS, kết nối với máy in để in kết quả trực tiếp từ máy ghi. - Có 2 chế độ: + Người lớn: 110, 130, 150, 170 mmHg. Tối đa 270 mmHg + Trẻ em: 110, 130 mmHg. Tối đa 250 mmHg - Trọng lượng: 175 grams (chưa kèm pin) + 2 pin (30g) - Màn hình LCD màu > 2,3 inch - Dải đo: + Dải đo tâm thu: 60 đến 260 mmHg + Dải đo tâm trương: 30 đến 200 mmHg + Dải đo trung bình: 40 đến 230 mmHg + Dải đo nhịp tim: 30 đến 180 nhịp/phút - Âm báo khi khởi động và kết thúc vòng đo. - Máy đạt các tiêu chuẩn chống nhiễu: IEC 61000-4-3 RF Fields 20 V/m 80 MHz đến 2.5 GHz. - Tiêu chuẩn IEC 61000-4-2 ESD 6 kV contact, 8 kV air. - Phần mềm cho phép tổng hợp các tập dữ liệu toàn diện - Dùng với phần mềm của hãng Spacelabs Healthcare đang có tại bệnh viện.

PHỤ TRÁCH PHÒNG



Nguyễn Gia Quyền

